



MONTERINGSANVISNING

Förlängd tippstång

Art.nr. 11 035-1

Anvisning:

1. Ta bort std-tippstången enl. följande.

- Dra ut ryggfällningssprinten och fäll ryggen framåt så att gasfjädern hänger fritt.
- Ta bort en av spärringarna (a) och dra ut ledtappen (b), (använd spärringstång).

OBSERVERA att sitsenheten kommer att kunna falla framåt eller bakåt helt fritt. Dra därför bara ut sprinten så mycket att gasfjädern kan lossas (gasfjädern kan hänga i vajern, som inte behöver bortkopplas). Dra därefter ut sprinten helt samtidigt som sitsenheten stötts.

- Lossa den undre stoppringen (c) genom att skruva bort stoppskruven (d).
- Tryck in låstappen (e) och dra upp tippstången (f). (tipplåsvajer (g) behöver ej bortkopplas)

2. Montera den förlängda tippstången:

- Stick ner tippstången (f) i tipplåset (j) samtidigt som låstappen (e) trycks in. Om tippstången går väl tungt, kan man skruva ut slirbromsen (h) något varv. Se till att tippstången låser i något håll ung. mitt på stången.

- Vinkla fram sitsenheten så att tippstångens fästgaffel (i) passar in i sitsramens fäste.

(Om inte hålen stämmer, stick in en skruvmejsel eller liknande genom båda hålen och vrid till rätt läge, observera att tippstången måste vara ordentligt låst i tipplåset.)

- Stick in ledtappen (b), men endast genom fästgaffelns ena sida.
- För in gasfjäderhållaren i fästgaffeln (i) och tryck in ledtappen helt.
- Montera spärringen (a).

3. Montera den undre låsringen enl. följande:

- Utvärdera vilken maximal bakåttippning som är acceptabel för varje individ ur säkerhetssynpunkt. Montera därefter stoppringen i det hål som är närmast under tipplåset (j) när stolen är tildad i det önskade maxläget.

Använd en M6x6 stoppskruv i låsringens gängade hål för alla tippstångens hål utom det nedersta. I nedersta hålet (gängat) används istället en M6x12 stoppskruv i låsringens ögängade hål.

VIKTIGT:

Titta på bilden för att se de lägsta tillåtna positionerna för nedre stoppringen för olika rullstolsmodeller.

SITSVINKLAR MED INSTÄLLNING AV STOPPRINGAR ENLIGT ANVISNINGEN:

| | MAX FRAMTIPP | MAX BAKTIPP |
|--|--------------|-------------|
| Std. Tippstång | 0° | 16° |
| Förl. Tippstång (HD500 / HD600,650) | 0°/0° | 20°*/27° |

*För att uppnå ovanstående maxvinkel för HD500 med förlängd tippstång krävs en sänkning av tvärröret genom att montera på satsen 11536-1, "Adaptersats, sänkning av tvärrör".

OBSERVERA!

Förlängning av tippvinkeln, speciellt i kombination med ökad ryggvinkling, medför ökad tipprisk. Komplettera därför stolen med förlängda Tramprör/tippskydd, se nedan. Det åligger beställaren/ordinatören att informera berörd personal om behovet att använda tippskydd, som en säkerhetsåtgärd.

Art.nr.

- 14 580 Tramprör förlängda, par till mod. 500 (24")
- 14 680 Tramprör förlängda, par till mod. 600, 650 (12,5")
- 14 681 Tramprör förlängda med rulle, par till mod. 600, 650 (12,5")

ANMÄRKNING:

För ökad möjlighet till framåttilltning kan övre stoppring monteras högre upp längs tippstången.

