

Benstöd och separata vadstöd standard

Infoblad nr. 11



BILD 1. Benstöd standard monterade på en HD-500.

Benstöd standard

Benstöd standard ingår till samtliga HD rullstolar om inget annat val gjorts. Benstöden är vinkelställbara mellan 105°-140° och består av: benstödsrör, vadstöd delat och fotstöd delat. För mer information om fotstöd se infoblad 13.

Mått

Vinkel i knäled	105°-140°
Längd benstödrör sb 38/45	40 cm
Längd benstödrör avkortat sb38/45/barn	34 cm

Avstånd sittdynans överkant till fotplattan

Standard	40-54 cm
Förlängda	50-64 cm (med förlängda hållare till fotplattorna)
Avkortade	32-41 cm (I kombination med benstödsrör avkortade/barn och avkortade hållare till fotplattorna.)

Mjukt knäledsskydd

Mjukt knäledsskydd träs på över benstödet knäled som ett skydd om brukaren trycker/pressar sina ben utåt mot benstödens överdel.



BILD 2. Mjukt knäledsskydd

Tänk på

Fotplattan kan vändas och monteras bakåt och ger då möjlighet att ha fötterna längre bak. Om brukaren behöver kortare benstöd än standard (för vuxna) kan avkortade benstödsrör (barnbenstödsrör) användas tillsammans med avkortad hållare till fotplattan (art nr se infoblad 13), kombinationen ger 8 cm lägre minimum höjd än standard benstöd med fotstöd. Om brukaren har behov av längre benstöd kan förlängda hållare till fotplattan beställas, alt komplett förlängda

Benstöd och separata vadstöd standard

Infoblad nr. 11

fotstöd. Den förlängda hållaren till fotplattan är 10 cm längre än standard (art nr se infoblad 13).

Vadstöd separat standard

Separata vadstöd ingår som standard till samtliga HD rullstolar, om inget annat val gjorts. Vadstödet består av vadplatta och vadplattsfäste. Vadstöden är steglöst ställbara i höjd längs med benstödsröret, ställbara i djup 8 cm (vuxna) 4 cm (barn) med fast nyckel 10 mm samt steglöst ställbara i vinkel 360°.

Mått separata vadplattor

	Höjd	Bredd
Vadplatta till barn rullstol	20 cm	14 cm
Vadplatta till sb 38 rullstol	22 cm	14 cm
Vadplatta till sb 45/52 rullstol	22 cm	18 cm

Tänk på

Om vadstöden efter ett tag inte behåller inställd vinkel kan någon av skruvarna på baksidan av vadplattan lossas och dras fast igen. Detta medför att vinkelställbarheten i vadstödet blir trögare. Om vadstödet behöver förstärkas kan dubbla vadplattsfästen monteras på vadstödet och benstödsröret. Denna kombination gör också att vadstödet inte kan vinklas lika mycket och lika lätt.

Art nr Benämning

16 750	Benstöd std, höger
16 755	Benstöd std, vänster
36 750	Benstöd avkortat, höger
36 755	Benstöd avkortat, vänster
12 550-5	Vadstöd sb45, höger. Grå
12 555-5	Vadstöd sb45, vänster. Grå
22 550-5	Vadstöd sb38, höger. Grå
22 555-5	Vadstöd sb38, vänster. Grå
18 550-5	Vadstöd sb52, höger. Svart
18 555-5	Vadstöd sb52, vänster. Svart
32 550-5	Vadstöd barn, höger. Grå
32 555-5	Vadstöd barn, vänster. Grå
11 907	Fotstöd std sb45-52, par. Svart
11 908	Fotstöd std sb45-52, höger. Svart
11 909	Fotstöd std sb45-52, vänster. Svart
21 907	Fotstöd std sb38, par. Svart
21 908	Fotstöd std sb38, höger. Svart
21 909	Fotstöd std sb38, vänster. Svart
45560	Polstring knäled komplett sats

Vidare hänvisning

Fotstöd delade Se infoblad 13

Reservdelslista/sprängskiss: Blad D3.1 och D5.1