

Flexi ryggsystem

Infoblad nr. 22


BILD 1. Flexi ryggsystem.



BILD 2. Flexi ryggsystem monterat på stol.

Flexi ryggsystem

Flexi består av Flexi ryggram, Flexi ryggdyna och iläggsskivor Flexi (tillbehör). Ryggramen har 7 stycken kardborrband för inställning av ryggstödet. Ryggramen kan steglöst höjas/sänkas 6 cm, eller tillsammans med infästningen i rullstolen 12 cm. Flexi ryggram kan monteras på HD-stolar tillverkade från 2000 och framåt. Montering sker i samma infästning på rullstolen som används till standardryggen, monteringsanvisning medföljer.

Ryggdynan är mjukt stoppad för att följa inställningen på kardborrbanden. Med tryckknapparna på klädselns baksida kan ryggdynan låsas i höjd. Genom att låsa ryggdynan i höjd minskar risken att dynan glider ner vid förflyttning i och ur rullstolen. Infästningen av ryggdynan ska ske runt det översta kardborrbandet.

Iläggsskivorna är ett tillbehör till ryggdynan och måste beställas separat, se art nr nedan. Med iläggsskivorna kan ryggdynans sidostöd förstärkas för ökad sidostabilitet. Iläggen placeras innanför ryggdynans klädsel. Iläggen är förberedda med kardborrband med självhäftande tejp för fastsättning.

Som hjälp att ställa in ryggstödet kan nedanstående steg följas.

1. Innan brukaren sätter sig i rullstolen; Placera ryggdyna Flexi på Flexi ryggram och knäpp fast den med tryckknapparna på båda sidor. Dynan knäpps fast genom att tryckknappen förs över och runt det översta kardborrbandet.
2. Innan brukaren sätter sig i rullstolen; Slacka kardborrbanden något, framförallt de nedersta banden. Med banden något slackade är det lättare för brukaren att hamna långt in i rullstolen, och mot ryggstödet.
3. Med brukaren sittandes i rullstolen; Vinkla sitsen något bakåt om det inte har gjorts innan förflyttningen. Slacka alla band så att dynan ges möjlighet att forma sig efter brukaren.
4. Ryggstödet kan nu justeras med hjälp av kardborrbanden.

Mått

	min	max
Avstånd från Flexiramens ovansida till sitsdynan	47 cm	53 cm
Avstånd från Flexiramens ovansida till sitsdynan, med uppflyttade ryggöron.	50 cm	56 cm
Avstånd från Flexiramens ovansida till sitsdynan, med nedflyttade ryggöron.	44 cm	50 cm

Ryggdynans max mått:

	höjd	bredd
Ryggdyna Flexi sb 45	56 cm	52 cm
Ryggdyna Flexi sb 38	56 cm	45 cm
Iläggsskiva Flexi	27 cm	11 cm

Flexi ryggsystem

Infoblad nr. 22

Tänk på

De nedersta kardborrbandet ska i de flesta fall vara löst åtdraget för att brukarens nedre del av bäcken/mjukdelar ska ges plats att "komma in" i rullstolen.

Om kardborrbanden dras åt för hårt brukaren tryckas framåt och bort från ryggstödet. Det andra och tredje bandet nerifrån kan i de flesta fall dras åt för att tippa brukarens bäcken framåt för en upprätning i ryggen och för att ge stöd för ländryggen. En del äldre har en utplanad ländrygg, dessa band kan då ej dras åt i samma utsträckning.

Om brukaren har en kraftig kyfos är det viktigt att den ges plats att komma in i ryggstödet. Om kardborrbanden dras åt för hårt kan det trycka brukaren framåt och bort från ryggstödet.

Om brukaren behöver extra sidostöd kan lösa iläggskivor användas för att förstärka ryggdynas vingar. (Iläggen finns som tillbehör till Flexi ryggdyna)

Ryggdynan behöver i de flesta fall rättas till efter att förflyttning till rullstolen har gjorts. Speciellt behöver detta göras när brukaren förflyttas till rullstolen med lyft. Säkerställ efter förflyttning att dynan täcker hela ryggramen och sitter behagligt för brukaren.

Efterjustering av kardborrband kan behöva göras 3-4 gånger per år.

Om brukaren behöver en bredare flexirygg kan rygg Flexi bred +7cm användas, se vidare info i infoblad 44.

Artikelnummer

Art. nr.	Benämning
19 211	Rygg Flexi sb 45 komplett sats (rygggram och ryggdyna)
19 221	Rygg Flexi sb 38 komplett sats (rygggram och ryggdyna)
12 235-5	Iläggsskiva Flexi (par)
18 235	Ryggdyna Flexi sb 52, svart Dotcom-klädsel
18 236	Ryggdyna Flexi sb 52, svart Dartexklädsel
18 235-5	Ryggdyna Flexi sb 52, blå klädsel
12 235	Ryggdyna Flexi sb 45, blå klädsel
12 236	Ryggdyna Flexi sb 45, svart Dartexklädsel
22 235	Ryggdyna Flexi sb 38, blå klädsel
22 236	Ryggdyna Flexi sb 38, svart Dartexklädsel
47 249	Klädsel Ryggdyna Flexi sb 52, blå klädsel
47 285	Klädsel Ryggdyna Flexi sb 52, svart Dotcom-klädsel
44 247	Klädsel Ryggdyna Flexi sb 52, svart Dartex-klädsel
47 245	Klädsel Ryggdyna Flexi sb 45, blå klädsel
44 245	Klädsel Ryggdyna Flexi sb 45, svart Dartexklädsel
47 246	Klädsel Ryggdyna Flexi sb 38, blå klädsel
44 246	Klädsel Ryggdyna Flexi sb 38, Svart Dartexklädsel

Vidare anvisningar: Monteringsanvisning

Rygg Flexi bred +7cm Se infoblad 44

Reservdelslista / Sprängskiss : Blad C 1.2