

Bälte

Infoblad nr. 32


BILD 1.



BILD 2.



BILD 3.

Bälte

Bälten finns i två utföranden: Helt bälte och Delat bälte. Som tillbehör finns polstring till bälte, se artikelnummer nedan.

Helt bälte

Helt bälte kan fästas på två sätt. Under sitsplattan/sitsramen, se bild 1, eller runt brukaren och ryggstödet. Spännet kan av säkerhetsskäl låsas på baksidan och göras oåtkomligt för brukaren. Bältet är reglerbart i längd.

Obs!

Om bältet fästes under sitsramen enl bild 1, ska bältet ligga över gasfjädern. Gasfjäder är placerad under sitsen. Bältet ska ligga över gasfjädern för att bältets sträckning inte ska ändras då ryggen vinklas. Om bältet fästes runt brukaren och ryggstödet se till att vajrar och andra delar inte kommer i kläm.

Tvådelat bälte

Tvådelat bälte, bild 2, är avsett att användas med därför avsedda fästen. Speciella bältesfästen finns som tillbehör. Det finns bakre och främre bältesfästen. Dessa två varianter har något olika utformning pga rullstolens konstruktion. Det går att kombinera främre och bakre bältesfäste i samband med användning av s.k. fyrapunkt-bälte. Bältesfästena monteras enkelt i sitsramen.

Bältet monteras med kardborrband i bältesfästet och låses på framsidan med ett spänne. Bältet är reglerbart i längd.

Bältesfäste standard monteras i bakre böjen på sittramen se bild 3. Fästets ögla kan ställas i position för bästa dragriktning över höftleden. Bältesfäste främre monteras i önskad position mellan de båda armstödsfästena. Monteringsanvisningar medföljer.

Positioneringsbälten HD Balance

Möjlighet finns även att använda HD Balance's positioneringsbälten, 2-punkts och 4-punkts. För mer information och bilder se Infoblad 95949 Bälte och fästen under HD Balance dokumentation. Dessa positioneringsbälten används tillsammans med nedanstående fästen till HD-stolen.

Tänk på

Bältet är ett positioneringsbälte och skall ej förväxlas med ett säkerhetsbälte för biltransporter. Speciella restriktioner för användande av bälte kan finnas. För mer information kontakta socialstyrelsen.

Bälten och fästen kan köpas separat.

Bälte

Infoblad nr. 32**Artikelnummer**

Art. nr.	Benämning
13 500	Bälte helt med spänne
13 510	Bälte tvådelat med spänne och fästen
13 501	Bälte tvådelat med spänne utan fästen
13 520	Fästen för bälte, par
13 525	Främre fästen för bälte, par
13 519-1	Polstringtill bälte, par, grå vinyl
13 541	Positioneringsbälte 2 fästpunkter
13 542	Positioneringsbälte 4 fästpunkter

Vidare anvisningar: Monteringsanvisning bälte / bältesfästen, 95152

Reservdelslista / sprängkiss: Blad F 6.1