

# Ekerskydd

Infoblad nr. 36



BILD 1. Ekerskydd på hjul




BILD 2. Ekerskyddet sätts fast med najband.

## Ekerskydd

Ekerskydd kan monteras på 20" och 24" drivhjul. För personer med ofrivilliga rörelser kan ett ekerskydd ge extra skydd för hand och fingrar. Ekrarna döljs bakom en transparent plastskiva som eliminerar risken för skador.

Ekerskydden säljs styckvis.

**Vidare anvisningar:** Monteringsanvisning 95153

**Reservdelslista / Sprängskiss :**

### Artikelnummer

Art. nr.	Benämning
15475	Ekerskydd 24"
15476	Ekerskydd 20"