

# Utfyllnadskudde

**Infoblad nr. 41**


BILD 1. Utfyllnadskuddar monterade

## Utfyllnadskudde

Utfyllnadskuddar finns i två varianter, Mjuk (3 cm tjock) och Hård (1,5 cm tjock). En stol med en något för bred sits kan fyllas ut på sidorna med utfyllnadskuddar. Kudden kan även ge extra stabilitet vid höft och lårparti samt rikta upp ett lårben som faller utåt. Den kan också fungera som extra polstring för brukare som är smärt- och tryckkänsliga.

Utfyllnadskudden är lätt att ta av och på när sommar- och vinterkläder kräver varierande utrymme.

Kuddarna är stoppade med skumplast och klädda med mörkgrå vinyl. Montering sker med kardborrband runt armstödens sidoplattor.

Kuddarna säljs styckvis och passar till både höger och vänster sida.

## Mått

Utfyllnadskudde mjuk	tjocklek 3 cm	längd 40 cm
Utfyllnadskudde hård	tjocklek 1,5 cm	längd 40 cm
Utfyllnadskudde mjuk barn	tjocklek 3 cm	längd 29 cm

## Tänk på

Utfyllnadskudde mjuk kan även fästas vid benstödsrör/knäleder som skydd för tryck mot brukarens underben.

Till barnrullstolar finns inte hårda utfyllnadskuddar.

## Vidare anvisningar:

## Reservdelslista / Sprängskiss :

### Artikelnummer

Art. nr.	Benämning
45511	Utfyllnadskudde mjuk
45515	Utfyllnadskudde hård
45531	Utfyllnadskudde mjuk, barn