

Datum		Beställningsnr.	
Beställare		Kontaktperson	
Tel. beställare		Tel. kontaktperson	
Mail beställare		Mail kontaktperson	
Brukare		Ev. rep. HD Rehab	

Beställningsguiden används vid beställning av endast **en** rullstol i en viss konfiguration och med ev. tillbehör. För mer information om olika konfigurationer och tillbehör se Förskrivarinformationen (dok.nr. 96715) och respektive Infoblad. Även Bruksanvisningar och Monteringsanvisningar finns på hdrehab.se.

Till alla rullstol ingår Hjulram, Sittram, Ryggram, Vinkelställbar körbygel, Drivhjul, Länkhjul, Vårdarbroms, Sittbricka, Tippskydd och Transportfäste. Till 22" modeller ingår även Brukarbroms och Stänkskydd.

1. CHASSI

Infoblad 96914 Chassi

HD Motion 22 Manuell rullstol

Sittbred (cm)	Sittdjup (cm)		Grå-metallic		Orange		Grön
30 (28/30/32)	K - Kort (29-35,5)	☐	34011-5	☐	34011-3	☐	34011-1
30 (28/30/32)	L - Lång (38-44,5)	☐	34021-5	☐	34021-3	☐	34021-1
34 (32/34/36)	K - Kort (29-35,5)	☐	35011-5	☐	35011-3	☐	35011-1
34 (32/34/36)	L - Lång (38-44,5)	☐	35021-5	☐	35021-3	☐	35021-1



HD Motion 16 Transportmodell

Sittbred (cm)	Sittdjup (cm)		Grå-metallic		Orange		Grön
30 (28/30/32)	K - Kort (29-35,5)	☐	34051-5	☐	34051-3	☐	34051-1
30 (28/30/32)	L - Lång (38-44,5)	☐	34061-5	☐	34061-3	☐	34061-1
34 (32/34/36)	K - Kort (29-35,5)	☐	35051-5	☐	35051-3	☐	35051-1
34 (32/34/36)	L - Lång (38-44,5)	☐	35061-5	☐	35061-3	☐	35061-1



Sittbredden mätts mellan armstödens sidostöd. Sittdjupet mätts med ryggdyna.

2. HJUL

Infoblad 96904 Hjul, 96911 Sitthöjd

Drivhjul PUR	☐ 22" svart	☐ 16" svart	☐ 20" grå (37518-8)
Drivhjul Luftpumpade	☐ 22" svart (37502-8)	☐ 16" grå (37553-8)	☐ 20" grå (37518-8)
Drivhjulposition	☐ Fram	☐ Mitt	☐ Bak
Länkhjul	☐ 150mm PUR	☐ 125mm gummi (67361-8)	

Kryssrutarna markerade med fet ram ingår i standardkonfigurationen.



3. CAMBRING, DRIVRINGAR (modell 22)

Infoblad 96904 Hjul

Drivhjul cambring ☐ 6° cambring ☐ Ej cambrad (37240-8)

Drivringar ☐ Rostfritt ☐ Soft grip (15583-8)

Kryssrutarna markerade med fet ram ingår i standardkonfigurationen.



4. BENSTÖD

Infoblad 96901 Benstöd Center, 96902 Benstöd Delat

Benstöd alternativ 1: Center

	sb30	sb34
Benstöd center, vinkelställbart, kort	☐ 34753	35753
Benstöd center, vinkelställbart, std	☐ 34755	35755
Benstöd center, vinkelställbart, långt	☐ 34754	35754
Fotstöd helt, kort	☐ 34771	35771
Fotstöd helt, standard	☐ 34761	35761
Fotlåda, standard	☐ 34790	35790
Hål för remmar i fotplatta	☐ 35768-8	35768-8



Benstöd alternativ 2: Delat

	sb30	sb34
Benstöd delat fäste, vinkelställbart	☐ 34710	35710
Benstödsrör kort, vä och hö	☐ 34721, 34722	34721, 34722
Benstödsrör standard, vä och hö	☐ 35721, 35722	35721, 35722
Benstödsrör långt, vä och hö	☐ 35723, 35724	35723, 35724
Fotstöd delat kort, vä och hö	☐ 34741, 34742	35741, 35742
Fotstöd delat standard, vä och hö	☐ 34731, 34732	35731, 35732
Hål för remmar i fotplattor	☐ 35735-8	35735-8



Vadstöd (alla benstöd)

Vadstöd vä/hö liten modell	☐ st 34781
Vadstöd vä/hö stor modell	☐ st 35781



Lämpliga kombinationer för benstöd och fotstöd.	Benstöd	Fotstöd	Längd (cm)	Längd mäts från sittbrickan till trampyta med benstöd i 90° läge.
	Kort	Kort	19 - 25	
	Standard	Standard	23 - 35	
	Långt	Standard	35 - 47	

5. ARMSTÖD

Infoblad 96903 Armstöd

	Höjd (cm)	Vänster	Höger
Armstöd Standard, sidostöd standard	22 - 30	☐ 35401	☐ 35402
Armstöd Standard, sidostöd lång	22 - 30	☐ 35465	☐ 35466
Armstöd Standard, sidostöd kil 5°	22 - 30	☐ 35461	☐ 356462
Armstöd Låg, sidostöd standard	18 - 23	☐ 35403	☐ 35404
Armstöd Låg, sidostöd lång	18 - 23	☐ 35465-5	☐ 35466-5
Armstöd Låg, sidostöd kil 5°	18 - 23	☐ 35463	☐ 35464
Armstöd Vinkelställbar, sidostöd std	24 - 30	☐ 35409	☐ 35408
Armstöd Vinkelställbar, sidostöd kil 5°	24 - 30	☐ 35469	☐ 35468




Armstödshöjd mäts från sittbrickan.

6. RYGGSYSTEM

Infoblad 96905 Ryggssystem

	Höjd (cm)	sb30	sb34
Flexirygg Lång	54 - 60	☐ 34250	☐ 35250
Flexirygg Kort	48 - 54	☐ 34255	☐ 35255
Flexirygg Extra kort	42 - 48	☐ 34258	☐ 35258
Planrygg Lång	54 - 60	☐ 34265	☐ 35265
Planrygg Kort	48 - 54	☐ 34260	☐ 35260
Planrygg Extra kort	42 - 48	☐ 34268	☐ 35268



Ryggshöjd mäts från sittbrickan till överkant ryggssystem.

7. RYGGDYNA

Infoblad 96905 Ryggssystem

			sb30 Lång rygg	sb30 Kort rygg	sb30 X-kort rygg	sb34 Lång rygg	sb34 Kort rygg	sb34 X-kort rygg
Ryggdyna med Vingar	☐		38450	38460	38470	38550	38560	38570
Ryggdyna Plan	☐		38455	38465	38475	38555	38565	38575
Extra klädsel med Vingar	☐	st	42571	42581	42585	42551	42561	42565
Extra klädsel Plan	☐	st	42576	42586	42587	42556	42566	42567



8. SITTDYNA

Infoblad 96913 Sittdyna

			sb30 Kort	sb30 Lång	sb34 Kort	sb34 Lång
Sittdyna standard	☐		38420	38410	38520	38510
Sittdyna med inkontinensklädsel	☐		38425	38415	38525	38515
Extra klädsel, sittdyna, standard	☐	st	42541	42531	42521	42511
Extra klädsel, sittdyna, inkontinens	☐	st	42542	42532	42522	42512



9. ALTERNATIVA UTFÖRANDEN

Alternativa utföranden av HD Motion rullstolar ska riskbedömas. Bedöm om den aktuella brukaren får förhöjd tipp- och/eller klämrisk i och med modifieringen. Om det finns en förhöjd risk måste det avgöras om det alternativa utförandet är motiverat trots detta. Var noga med att informera berörda om dessa risker. Läs **Riskinformation**, dokument nummer 96711.

Förhöjning med adapter ☐ 30 mm (39911-8) ☐ 50 mm (39912-8) Se Infoblad 96911 Sitthöjd.

Låsbar ryggvinkel ☐ 35365-8 Se Infoblad 96916 Sitstilt och Rygginkling

Fast ryggvinkel ☐ 37761-8 Önskas levererad med följande vinkel (90° - 105° möjligt) ☐
Se Infoblad 96916 Sitstilt och Rygginkling

Ryggdistanser 20mm ☐ 39792-5 Minskar sitsdjupet med 20 mm. Se Infoblad 96914 Chassi.

Brukarbroms till modell 16 ☐ 37110-8

TILLBEHÖR

10. HUVUDSTÖD

Infoblad 96906 Huvudstöd

Huvudstöd, stor, med ställhylsor	☐	39101
Huvudstöd, stor, utan ställhylsor	☐	39102
Huvudstöd, liten, med ställhylsor	☐	39105
Huvudstöd, liten, utan ställhylsor	☐	39106
Sidostöd	☐ st	39151



11. BÅLSTÖD

Infoblad 96910 Bålstöd


	Bred position	Smal position
Bålstöd Rak 80, Fast	☐ st 39301	☐ st 39302
Bålstöd Rak 80, Swing	vä ☐ 39305 hö ☐ 39306	☐ 39307 ☐ 39308
Bålstöd Form 60, Fast	☐ st 39325	☐ st 39326
Bålstöd Form 60, Swing	vä ☐ 39321 hö ☐ 39322	☐ 39323 ☐ 39324
Bålstöd Form 80, Fast	☐ st 39303	☐ st 39304
Bålstöd Form 80, Swing	vä ☐ 39341 hö ☐ 39342	☐ 39343 ☐ 39344
Bålstöd Ställbart 80, Swing	vä ☐ 39317 hö ☐ 39318	
Bålstödsfäste	☐ st 39351-5	



12. KNÄDELARE & BENDELARE

Infoblad 96909 Knädelare & Bendelare

Knädelare Liten	☐	39615
Knädelare Stor	☐	39612
Bendelare	☐	39602
Knä/Bendelarfäste	☐	39620-1



13. BORD

Infoblad 96908 Bord

		sb30	sb34
Bord Plast	☐	39541	39551
Bord Trä	☐	39545	39555
Stödbord	☐	39563	39561
Bordsfäste, par	☐	39510-1	



14. BÄLTE & BÄLTESBESLAG, BRÖSTSELEFÄSTE

Infoblad 96912 Positioneringsbälte, 96920 Bröstselefaste


Positioneringsbälte 2-punkt, XS	☐	13548
Positioneringsbälte 2-punkt, M	☐	13545
Positioneringsbälte 4-punkt, XS	☐	13549
Positioneringsbälte 4-punkt, M	☐	13546
Bältesbeslag sats komplett	☐	39710
Bröstselefaste sats komplett	☐	39750-1



15. ESKERSKYDD & HJULKÅPOR

Infoblad 96904 Hjul

Ekerskydd för drivhjul HD Motion 22, par	☐	22" - 15473
		20" - 15472



Hjulkåpor för drivhjul HD Motion 16, par	☐	15680
--	--------------------------	-------



16. SUFFLETT

Infoblad 96916 Sufflett

Sufflett	☐	39852
Bakstykke sufflett	☐	39859
Fäste sufflett med låsning	☐	sb30 - 39854-1
		sb34 - 39855-1



17. UTFYLLNADSKUDDAR

Infoblad 96914 Chassi

Utfyllnadskuddar 1cm, par ☐ Armstöd Std /
Vinkelställbart 39680

Armstöd Låg
39685



18. VÄSKKROK

Infoblad 96915 Väskkrok


Väskkrok (par) ☐ 13610-5



19. TRAMPRÖR

Tramprör, par ☐ modell 22
35592

modell 16
35593



20. DROPPSTÄLLNING

Infoblad 96918 Droppställning

Droppställning ☐ 69760

Droppställningsfäste vä ☐ 69755-1
Droppställningsfäste hö ☐ 69755-2



21. SYRGASHÅLLARE

Infoblad 96917 Syrgashållare

Syrgashållare 2 liter ☐ 56925



22. KOMMENTARER

